

## PRODOTTO

**DISINSECT STOP®**

## FORMATI DISPONIBILI

500 ml , 1 l , 5 l .

## MISSIONE

Insetticida multinetto microincapsulato a rilascio graduato pronto all'uso per ambienti interni ed esterni ad uso domestico e civile.

## CARATTERISTICHE

DISINSECT STOP è un insetticida piretroide pronto all'uso a base di Cipermetrina - libera e microincapsulata - appositamente studiata per conferire una pronta e duratura efficacia nei confronti di insetti particolarmente fastidiosi e rilevanti per l'igiene degli ambienti domestici e civili. Controlla con piena efficacia scarafaggi di medie e grandi dimensioni (Blattella germanica, Periplaneta americana), formiche, cimici verdi e cimici asiatiche, zanzare. La sua azione residuale viene potenziata dal processo di microincapsulazione che, attraverso il meccanismo di lento rilascio della sostanza attiva dalle capsule, permette un'efficacia fino a 4 settimane per le zanzare e fino a 3 settimane su tutti gli altri insetti target. Può essere impiegato su superfici porose e non porose all'interno ed intorno agli edifici (abitazioni private, fabbricati rurali, civili ed industriali, aree industriali, magazzini, aree civili, ospedali, caserme) per l'eliminazione delle cimici e degli insetti striscianti; può inoltre essere applicato sul verde ornamentale (es. siepi, cespugli, prati) e nelle sue vicinanze, come ad esempio pareti con rampicanti, per il controllo delle zanzare che si annidano nella vegetazione.

## ISTRUZIONI D'USO

**Importante ! Agitare bene prima dell'uso.** Il prodotto è pronto all'uso. Applicare per irrorazione sulle superfici da trattare con trattamenti spot da una distanza di circa 30 cm. impiegando 30 g. di prodotto per m<sup>2</sup>. (circa 30 spruzzate). Lasciare asciugare. Si consiglia di applicare il prodotto preferibilmente nei punti dove gli insetti passano o si nascondono, dietro i mobili, sotto gli elettrodomestici, sulle soglie di finestre e porte esterne, ecc... Non applicare su superfici che vengono lavate di frequente per non perdere le capacità residuali del prodotto. Nei trattamenti sul verde ornamentale per il controllo delle zanzare mantenere la dose indicata evitando il gocciolamento dalla vegetazione. Il prodotto può essere applicato anche su superfici porose o imbiancate di recente. Una volta asciutto, potrebbe comparire un residuo bianco composto dalle microcapsule contenenti il principio attivo che può essere facilmente rimosso senza lasciare macchie. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato, non riutilizzare il contenitore, non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Come optional per la tanica da 5 l., ideale per il trattamento all'esterno di grandi superfici, potrà essere fornito lo speciale erogatore, della lunghezza di 120 cm. completo di cannula da 50 cm. alternativa al tradizionale trigger. Questo accessorio può rivelarsi particolarmente prezioso perché consente di raggiungere agevolmente importanti altezze (fino a 2,5 m.), e di poter concentrare l'erogazione del prodotto anche all'interno di siepi, in spazi angusti, o in tutti quei punti dove è tradizionalmente difficile arrivare con un semplice erogatore.

## SMALTIMENTO

DISINSECT STOP è da smaltire in base alle disposizioni del proprio Comune.  
Trigger - Plastica ; Tappo - Plastica ; Flacone - Plastica ; Etichetta - Plastica .

## AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. Testare il prodotto su di una piccola porzione di superficie nascosta. Evitare l'applicazione su superfici di alluminio verniciato e / o sotto l'azione diretta del sole. Non usare in ambienti frequentati da felini. Si consiglia l'utilizzo di una mascherina e di occhiali di protezione. A fine utilizzo è consigliato di stoccare il prodotto in un luogo asciutto.

**Prodotto a Presidio Medico Chirurgico N°18347. DISINSECT STOP è un marchio di proprietà DIXI s.r.l.**



## CARATTERISTICHE FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
ODORE	INODORE

## COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:  
Cipermetrina (cis/trans 40/60)  
pura g 1 (=10,1 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100

## CODICI BARRE

INS001	8020501003685
INS002	8020501003692
INS003	8020501003708

## PEZZI PER CARTONE

INS001	12 pz./cartone
INS002	12 pz./cartone
INS003	4 pz./cartone

## NOTE

**Prodotto a Presidio  
Medico Chirurgico  
N°18347**